

Alcoholímetros

AlcoHAWK PT750



- Impresora inalámbrica incluida •
- Memoria hasta para 1000 exámenes •
- Conectividad a PC •
- Software Alcosoft incluido •
- Sensor PTCORE™ de Celda de Combustible Electroquímica
- Pantalla LCD fácil de leer •
- Tiempo adaptable de toma de muestra •
- Visualización de la temperatura •
- Configuración entre %BAC o %BrAc g/l •
- Indicador de aviso •
- Muestreo activo o pasivo •
(Sin uso de boquillas)
- Contador de pruebas •

Una tecnología avanzada pensada para lugares donde se realizan pruebas de presencia de alcohol de grado de exactitud profesional.



BIODIAGNOSTICOS
SOLUCIONES CONTRA ADICCIONES

“El Equipo ideal para Fuerzas del Orden que requieren de pruebas evidenciales de alcoholemia”.



Interpretación de las tablas y valores de colores.

0.00% BAC

Es el único nivel seguro.

0.02% BAC

Se impide presentarse a laborar a trabajadores que realizan actividades de riesgo como son el transporte, construcción, petroquímica y otros ambientes de cero tolerancia en alcohol.

0.04% BAC

En algunas legislaciones se sancionan hasta con despido definitivo a trabajadores de riesgo que se encuentren laborando.

0.08% BAC

Se considera estado de ebriedad. Es delito conducir un vehículo en este nivel de intoxicación.


Características

- Un sensor con PT Core™ y célula combustible electroquímica
- Fácil de usar
- Liviano y compacto
- Tiempo adaptable de soplar
- Visualización de la temperatura
- Impresora inalámbrica incluida
- Contraseña de seguridad
- Capacidad de impresión inalámbrica

El Alcoholímetro **AlcoHawk PT 750** es el más nuevo equipo disponible en Tecnologías de Celda de Combustible. Este equipo incorpora su tecnología patentada **PT Core™** para eliminar prácticamente cualquier probabilidad de obtener un falso positivo y provee resultados evidenciales a través de su impresora inalámbrica.

Su menú de operación permite al usuario de manera fácil adaptar.

Dimensiones	4.75 pulgadas x 2.63" x 1.1 pulgadas (12.1 cm x 6.68 cm x 2.8 cm)
Peso	3.7 oz (105 g) Sin Batería 4.2 oz (119 g) Con battery
Fuente de Poder	Batería recargable de Litio
Duración de la batería	200 Pruebas*
Tecnología de Sensor	Sensor de Celda de Combustible Electroquímica
Tiempo de calentar	10 - 20 segundos
Tiempo de soplar	Ajustable de 3 a 8 segundos**
Tiempo de respuesta	5-10 Segundos***
Temperatura de Operación	10 - 40°C (50 - 104°F)
Rango de Detección	0.000 - 0.400% BAC
Tecnología de Sensor	±0.01% @ 0.05% BAC3****
Garantía	Limitada de 1 año



BIODIAGNOSTICOS
SOLUCIONES CONTRA ADICCIONES

1. Estimaciones, resultados varían.
2. Dispositivo implícito, adaptable de 3-8 segundos.
3. Antes de comenzar, lea el manual de propietario para entender su uso correcto, las limitaciones de exactitud y los requisitos de calibración.
4. No se use este detector para determinar si el sujeto puede legalmente operar aparatos o vehículos.